

Nettoyage et désinfection

Mains

NETTOYAGE	
2035650	Soft Care All Purpose 4x1,3l
2035651	Soft Care Sensitive 4 X 1,3l
2033668	Miscea Savon Eco Soap 6x1l (Savon à mains PH neutre - impact minimal sur l'écosystème de l'eau)
COMING SOON	
2801609	N/A Safesept Max Lotion Lavante 1l
2801610	N/A Safesept Max Lotion Lavante 500ml
2801611	N/A Safesept Max Lotion Lavante 5l
2801612	N/A Safesept Max Lotion Lavante Sensitive 1l
2801613	N/A Safesept Max Lotion Lavante Sensitive 500ml
2801614	N/A Safesept Max Lotion Lavante Sensitive 5l (Lotion de lavage sans savon)
35742i	Lifosan soft savon nettoyant 1000ml
2035481	Lifosan soft savon nettoyant 5l
2027765	Dax Allround Savon Avec Pompe 600ml
2023030	Dax Savon Allround Recharge Distributeur Automatique 8x700ml

REMARQUES
Lavez-vous les mains si elles sont visiblement sales, sinon désinfectez-les uniquement. (Nettoyer et) désinfecter les mains : <ul style="list-style-type: none">• Avant et après un contact avec un patient• Lors du passage du patient à une autre surface de contact• Avant d'enfiler et après avoir enlevé les gants• Après avoir toussé et/ou éternué• Après une pause ou un repas• Après être allé aux toilettes• Avant une intervention chirurgicale/stérile

DÉSINFECTION	
2035652	Soft Care des E H5 1,3l
2033669	Miscea Désinfection Ethades 6 x 1l
2801600	Safesept Max Désinfection Des Mains Gel 1l
2801603	Safesept Max Désinfection Des Mains Gel 5l
2801605	Safesept Max Désinfection Des Mains Liquid 1l
2801607	Safesept Max Désinfection Des Mains Liquid 500ml
2801608	Safesept Max Désinfection Des Mains Liquid 5l
COMING SOON	
2801601	N/A Safesept Max Désinfection Des Mains Gel 300ml
2801602	N/A Safesept Max Désinfection Des Mains Gel 500ml
2801604	N/A Safesept Max Désinfection Des Mains Liquid 100ml
2801606	N/A Safesept Max Désinfection Des Mains Liquid 300ml
2034402	Softaman viscorub 10x1000ml
2021029	Dax Alcolgel 5l
2021028	Dax Alcolgel Avec Pompe 600ml
2022686	Dax Alcoliquid Pro Désinfection Des Mains 600ml
2035190	Dax Clinical Recharge Distributeur Automatique 8x700ml

SOINS	
HS9008925	Eurosept Plus Crème pour main 100ml
COMING SOON	
2801648	N/A Safesept Max Creme A Mains Lotion 500ml
COMING SOON	
2801837	Creme Pour Les Mains Cvet 100ml

ACCESSOIRES	
2035639	Intellicare Distributeur Hybride Blanc <i>Convient uniquement pour les recharges diversey (voir ci-dessus)</i>
2033705	Robinet A Capteur Savon-Eau-Alcool Anglais
2033670	Robinet A Capteur Savon-Eau-Alcool Fr
2035001	Robinet A Capteur Mural Miscea Classic Savon-Eau-Alcool Ang
2034403	Softaman Dispencer 500/1000ml
2035500	Distributeur Savon/Gel Mural Avec Pompe Metal
2801625	Distributeur savon mural Cvet pour flacon 500ml
COMING SOON	
2801624	Distributeur savon mural Cvet pour flacon 1l <i>Convient aux savons safesept et à la désinfection des mains</i>
2023026	Dax Distributeur Automatique 700ml
2021255	Dax Distributeur Mural Pour Flacon 600ml + Levier De Coude
2023027	Dax Distributeur Mural Pr Flacon 600ml Sans Levier De Coude
62749	Distributeur Savon Mural Els 500ml

Grandes surfaces (sols)

NETTOYAGE	
2035881	Taski jontec 300 Pur-eco sd 1,4 l
2035511	Probiotic plus interior cleaner 1l
2035512	Probiotic plus interior cleaner 5l
2035918	EnziSurf Intense (pour sols) (Très concentré pour les surfaces critiques telles que les salles d'opération)

DÉSINFECTION	
2801643	SafeSept Max Surface Désinfection Sans alcool 5 L
2801645	SafeSept Max Surface Désinfection AV 5 L
2801640	SafeSept Max Surface Désinfection 5l
COMING SOON	
2801641	N/A SafeSept Max Surface Désinfection FV 5 L
2034897	One Life Désinfection Sol + Surface Degres L+ 5l

REMARQUES
<ul style="list-style-type: none">• Il est préférable de ne pas utiliser de chlore (comprimés). Cela peut être préjudiciable aux employés et à l'environnement.• Ne désinfectez les sols que si cela s'avère nécessaire : en cas de patient (éventuellement) infectieux ou si un animal a laissé des fluides corporels derrière lui. Sinon, 1x par semaine.• Le nettoyage doit être effectué autant que possible avec des microfibrés (voir les outils au dos). La microfibre fonctionne mieux si elle est humide (bien presser la serpillière), elle peut alors être utilisée comme une "éponge". Ensuite, les fibres "grattent" la saleté de la surface.• Le sol doit être nettoyé quotidiennement. Dépoussiérez d'abord puis passez une serpillière humide. Ne passez l'aspirateur que s'il y a du sable sur le sol. La poussière et les poils sont mieux éliminés avec un système de dépoussiérage. Un filtre spécial (filtre HEPA 13) peut être placé dans les aspirateurs afin qu'ils puissent également être utilisés, par exemple, dans la salle d'opération sans renvoyer la poussière dans l'air.

ACCESSOIRES	
2801616	Pompe Doseuse Cvet 20ml Pour 2l Fles
COMING SOON	
2801617	Pompe Doseuse Cvet 20ml Pour 5l Bidon
2801618	Pompe Doseuse Cvet Pour 1l Fles
2801619	Pompe Doseuse Cvet Pour 500ml Fles

Probiotic interior cleaner

Le Probiotic interior cleaner fonctionne également très bien pour éliminer activement les odeurs. Idéal pour les salles d'attente et les consultations.

Dosage : 0,25 - 5 ml par litre d'eau.

- [2035511](#) Probiotic Plus Interior Cleaner 1 l
- [2035512](#) Probiotic Plus Interior Cleaner 5 l



Petites surfaces (table de consultation, comptoir, stylos, claviers, téléphones)

NETTOYAGE	
2035880	TASKI Sprint 200 Pur-Eco SD 1,4 l
2035653	One Life EnziSurf High 750 ml + tête spray
2035752	One Life EnziSurf High 5 l

DÉSINFECTION	
2801647	Safesept Max Surface Desinfion Spray 1l
2801634	Safesept Max Surface Wipes Cont 120pcs
2801635	Safesept Max Wipes Sans Alcool Container 150pcs
2801636	Safesept Max Wipes Sand Alcool Rempliss 150pcs
2801646	Safesept Max Surface Desinfion Sans Alcool Spray 1l
COMING SOON	
2801642	Safesept Max Surface Désinfection Fv Spray 1l
2801637	Safesept Max Wipes Rempliss 120pcs
2801638	Safesept Max Wipes XI Container 180pcs
2801639	Safesept Max Wipes XI Recharge 180pcs
2801644	Safesept Max Surface Desinfion Sans Alcool 1l

NETTOYAGE EN DÉSINFECTION	
2035397	Clinell wipes universal soft 28x18cm 100p
ACCESSOIRES	
2801630	Eurosept Plus Dispenser Large 32x30cm
2801631	Eurosept Plus System Small 25x25cm
2801632	Eurosept Plus Dry Wipes Large 32x30cm
2801633	Eurosept Plus Dry Wipes Small 25x25cm
COMING SOON	
2800831	Lingettes De Nettoyage Cvet 32,5x40cm 50

REMARQUES
<ul style="list-style-type: none">• Il est préférable de ne pas utiliser de chlore (comprimés). Cela peut être préjudiciable aux employés et à l'environnement.• Nettoyez et désinfectez les cages et les tables de traitement après chaque patient.• Nettoyez et désinfectez les claviers et les téléphones tous les jours (dans les locaux où sont manipulés les animaux).• Le nettoyage par microfibrés doit être utilisé autant que possible. Une microfibre fonctionne mieux si elle est humide (utilisez un spray pour les chiffons en microfibre), puis la fibre "gratte" ensuite la saleté de la surface.• L'utilisation de vaporisateurs sous forme d'aérosols n'est pas recommandée (pour la santé de l'utilisateur), il faut donc régler la tête de pulvérisation sur 1 jet.

Nettoyage et désinfection

Lavage

NETTOYAGE

[2035514](#) Probiotic Plus Clean Laundry 5l

Probiotic Plus

Pour le linge blanc et de couleur. Contrôle actif des odeurs tenaces sur les vêtements. Élimine le biofilm dans les tuyaux d'évacuation et assure la propreté de la machine à laver. Lavez à 60°C maximum pour éviter de tuer les bactéries.

[2035514](#) Probiotic Plus Clean Laundry 5 l



DÉSINFECTION

[2035356](#) Desosan 20kg nettoyant desinfectant vetement

Desosan

Poudre désinfectante puissante. Garantit une désinfection à 60°C dès 15 minutes. Détruit les virus.

[2035356](#) Desosan 20 kg



REMARQUES

- Lavez les vêtements et autres textiles si possible au cabinet pour éviter une éventuelle contamination.
- Si cela n'est pas possible, utilisez un sac à linge. Mettez vos vêtements dans le sac à linge et dès que vous rentrez chez vous mettez les vêtements, y compris le sac à linge, dans la machine à laver. Si possible, lavez à au moins 60 degrés et utilisez ensuite le sèche-linge. Cela tue les microorganismes.
- Utilisez différents paniers à linge pour les vêtements et, par exemple, pour les microfibrés et les tapis utilisés pour les patients.

Le sanitaire

NETTOYAGE

[2035863](#) TASKI Sani 100 Pur-Eco SD 1,4 L



[2035864](#) TASKI Sani Clonet 6 x 0,75 L

[2035513](#) Probiotic Plus Saniclean 500ml

REMARQUES

- Frottez la surface avec un chiffon/éponge en microfibre imbibé de produit « chimique », laissez tremper et rincez.
- Il faut nettoyer autant que possible avec des microfibrés. La microfibre fonctionne mieux si elle est humide (utilisez un spray pour les chiffons en microfibre), alors la fibre "grattera" la saleté de la surface. Une éponge (à récurer) peut également être utilisée pour éliminer le calcaire.



TASKI Sani

Les produits TASKI Sani éliminent le calcaire. En fonction de la dureté de l'eau, vous pouvez choisir Sani 100 ou SaniCID (eau dure ou très calcaire).

[2035863](#) TASKI Sani 100 Pur-Eco SD 1,4 l

[2035864](#) TASKI Sani Clonet 6 x 0,75 l



Probiotic Plus Saniclean

Avec le Probiotic Plus Saniclean, rincez d'abord la surface pour détacher la saleté, puis vaporisez et laissez agir pendant 10 minutes. Egalement très efficace contre les odeurs.

[2035513](#) Probiotic Plus Saniclean 500 ml

Qualité de l'air

AMÉLIORATION DE L'AIR

[2035516](#) Probiotic Plus Fresh Air@Home Noir Remplissage

[2032098](#) Desodorisant Dax Odent 500ml

CONTRÔLE DES ODEURS

[PF11003](#) Umonium 38 Air Control 100ml

[PF11006](#) Umonium 38 Air Control Matic 250ml

COMING SOON

2801838 Eliminateur D4odor Chambre Cvet 200ml

2801496 Liquide Contre L'odeur Cvet 5l

2801495 Spray Contre L'odeur Cvet 1l

ACCESSOIRES

[2035515](#) Probiotic Plus Fresh Air@Home Noir

[2017472](#) Umonium 38 Air Control Distributeur

Outils

COMING SOON

Seaux (3 couleurs)
Tissus en microfibrés (3 couleurs)
Flacon spray 650 ml (3 couleurs)